



Be Right™



Analysetrichter, Volumen ca. 114 mL

Artikel-Nr.: 108368

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Der Standardtrichter mit langem Stiel entspricht den Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen. Rippen verhindern den „Lufteinschluss“, der häufig beim Umfüllen und Filtrieren auftritt. Eine tiefe kegelförmige 58-Grad-Neigung sorgt für einen schnellen und einfachen Durchfluss von Flüssigkeiten oder kleinen Feststoffen. Durch Polypropylen ist dieser Trichter widerstandsfähig gegen Chemikalien und für die Sterilisation vollständig autoklavierbar.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils