



Be Right™



## Silbernitrat-Standardlösung, 0,141 N, 500 mL

Artikel-Nr.: 1255149  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für die Chlorid-Bestimmung mittels argentometrischer Bürettentitration.

---

### Technische Daten

Messbereich:	500 - 25.000 mg/L Cl <sup>-</sup>
Methode:	Silbernitrat-Titration
Methode (Nummer):	8225
Plattform:	Lösung