



Be Right™



Schwefelsäure-Standardlösung, 1,000 N, 100 mL Tropfflasche

Artikel-Nr.: 127032
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Schwefelsäure-Standardlösung zur pH-Einstellung, vielseitig einsetzbar

Technische Daten

Anwendung:	pH-Einstellung
Beschreibung:	Puffer
Chemische Formel:	H ₂ SO ₄ 1 N
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	100 mL