



Be Right™



Schwefelsäure-Standardlösung, 1,00 N, 1 L

Artikel-Nr.: 127053
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Schwefelsäure-Standardlösung, vielseitig einsetzbar

Technische Daten

Beschreibung:	Schwefelsäure-Standardlösung
Konzentration:	1,00 N
Messbereich:	100 - 25.000 meq/L
Methode (Nummer):	8288 (Säure)
Methode (Nummer) :	8289 (Base)
Plattform:	Lösung
Volumen:	1 L