



Be Right™



Bürette, Acryl, 50 mL

Artikel-Nr.: 1405941

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Jeder robuste, glasklare Körper aus Acryl wird einzeln kalibriert und erfüllt so die Vorgaben nach ASTM E287 an die Genauigkeit. Auslaufsicherer Absperrhahn mit selbstschmierendem Kükens aus PTFE TFE. Ausgezeichnet geeignet für den täglichen Gebrauch in Labor und Praxis – in Schulen sowie bei Anwendungen im industriellen, kommunalen und Lebensmittelbereich. Beständig gegenüber verdünnten Mineralsäuren und Basen (ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid). Geeignet für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert von 1 - 14. Es können Säuren mit bis zu 5 % Masseanteil oder bis zu 30%ige Basen eingefüllt werden. Nicht für alkoholische oder organische Lösungsmittel geeignet.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Acryl
Graduations:	0.1 mL
Kapazität:	50 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Bürette