



Be Right™



Messkolben, Polypropylen, 50 mL

Artikel-Nr.: **1406041**

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Polypropylen-Kolben und Schraubverschluss. Langlebig, mit hervorragender chemischer Beständigkeit, Genauigkeit wie bei Glaskolben. Dauerhafte farbige Messmarke mit Markierungspunkt. Kalibriert auf Einguss/Ausguss („To Contain“/„To Deliver“) bei 20 °C.

Technische Daten

Einheiten:	1 each
Gehäusematerial:	Polypropylen
Kapazität:	50 mL
Zertifizierung:	Nicht anwendbar