



Be Right™



## Messkolben, Polypropylen, 100 mL

Artikel-Nr.: 1406042  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Polypropylen-Kolben und Schraubverschluss. Langlebig, mit hervorragender chemischer Beständigkeit, Genauigkeit wie bei Glaskolben. Dauerhafte farbige Messmarke mit Markierungspunkt. Auf Einlauf/Auslauf („To Contain/To Deliver“) bei 20 °C kalibriert. Der Kolben mit Fassungsvermögen 200/203 verfügt über zwei Markierungen, die beim Nachweis von gelöstem Sauerstoff mittels Winkler-Titration nützlich sind.

---

### Technische Daten

Einheiten:	1 each
Gehäusematerial:	Polypropylen
Kapazität:	100 mL
Zertifizierung:	Nicht anwendbar