



Test kit, nitrate-nitrite, model NI-12

Artikel-Nr.:

1408100

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	1
	0.01
Koffertyp:	D
Messbereich:	Dual Range
Messbereich (2):	0,01 - 0,40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Methode:	Color disc/Cadmium
	reduction, Diazotization
Modell:	NI-12
Parameter:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite
Plattform:	Color Disc
Standard-Messbereich:	0 - 40 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0.01 - 0.40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Test-Kit Modell:	NI-12**
Versandgewicht:	2