



Be Right™



Reagent powder pillows, CuVer® 1, copper, 25 mL, pk/1000

Artikel-Nr.: 1418828

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 1418899

For copper determination by the bichinchoninate method. Range: up to 5.00 mg/L Cu. EPA compliant - Hach Method 8506. Sample Size: 25 mL. Pack of 1000 powder pillows

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	Bichinchoninate
Methode (Nummer):	8506
Plattform:	Pulverkissen