



Be Right™



## Kobalt-Chlorid-Lösung, 500 mL

Artikel-Nr.: 1422249  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Kobalt-Chlorid-Lösung, 500 mL Flasche.

Zur Nullpunktkalibrierung für gelösten Sauerstoff, für die Linearisierung von Spektralphotometern.

---

### Technische Daten

Anwendung:	Kalibrierung
Beschreibung:	Katalysator
Chemische Formel:	CoCl <sub>2</sub>
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL