



Be Right™



## Sulfat-Standardlösung, Sulfat, 2.500 mg/L SO<sub>4</sub> (NIST), 500 mL

Artikel-Nr.: 1425249

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Zur Überprüfung der Genauigkeit von Sulfat-Bestimmungen

---

### Technische Daten

Beschreibung:	Sulfat-Standard SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (NIST)
Konzentration:	2500 mg/L
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500