




Be Right™



Standardlösung, sechswertiges Chrom, 12,5 mg/L Cr6+ (NIST), 16 Stück - 10 mL Voluette-Ampullen

Artikel-Nr.: 1425610
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Zur Überprüfung der Genauigkeit von Bestimmungen von sechswertigem Chrom

Einfache Genauigkeitsprüfungen

Voluette- und PourRite-Ampullen-Standards sind zur direkten Verwendung bei Genauigkeitsprüfungen mit Standard-Additionen für Hach Verfahren und Photometer-Software vorgesehen. Verwenden Sie die Tensette-Pipette zum Spiking von Standards und zur Prüfung der prozentualen Wiederfindung, um die Leistung des Analysesystems zu bestätigen.

Abfallminimierung

Für jede Genauigkeitsprüfung muss eine neue Standard-Ampulle geöffnet werden. Jede Ampulle enthält genug Standard für ein Standard-Additions-Set.

Zuverlässige Ergebnisse

Die versiegelten Ampullen verhindern versehentliche Kontaminationen oder das Verdunsten von Standardlösungen.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung: | Chrom, sechswertig, Standardlösung (NIST) |
| Konzentration: | 12,5 mg/L |
| Plattform: | Lösung |
| Volumen / Packungsgröße: | 10 mL |