



Be Right™



Vakuumpumpe, handbetrieben

Artikel-Nr.: 1428300
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Dieses Gerät ist ideal für den Einsatz unterwegs und eine echte Hilfe im Labor. Das Fördervolumen pro Hub beträgt 15 cm³. Korrosionsbeständiges, selbstschmierendes, vollhermetisches Gerät. An den Stutzen passen Standardschläuche mit Innendurchmesser 6 mm (1/4"). Im Lieferumfang enthalten: transparenter Kunststoffschlauch 61 cm. Erhältlich mit und ohne Unterdruckmesser.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 each