



Vollpipette, Klasse A, 4 mL

Artikel-Nr.: 1451504

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Klasse A Pipetten aus Glas, nicht-serialisiert, auf Auslauf kalibriert („To Deliver“). Entspricht den Vorgaben von ASTM E969 für Genauigkeit und von ASTM E1273 für Farbcodierung.

Technische Daten

Kapazität:	4 mL
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils