



Be Right™



Vollpipette, Klasse A, 10 mL

Artikel-Nr.:	1451538
CHF Preis:	Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt	

Klasse A Pipetten aus Glas, nicht-serialisiert, auf Abgabe kalibriert („To Deliver“). Entspricht den Vorgaben von ASTM E969 für Genauigkeit und von ASTM E1273 für Farbcodierung.

Technische Daten

Kapazität:	10 ml
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils