



Be Right™



Vollpipette, Klasse A, 50 mL

Artikel-Nr.:	1451541
CHF Preis:	Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt	

Klasse A Pipetten aus Glas, nicht-serialisiert, auf Auslauf kalibriert („To Deliver“). Entspricht den Vorgaben von ASTM E969 für Genauigkeit und von ASTM E1273 für Farbcodierung.

Technische Daten

Kapazität:	50 mL
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils