



Be Right™



## Reagenzien-Pulverkissen, Kieselsäure, niedriger Messbereich, Molybdat, 5 mL, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1454699

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

---

Zur Bestimmung von Kieselsäure im niedrigen Messbereich (0 - 2 mg/L). 5 mL Probe. Zur Verwendung mit den visuellen Test-Kits von Hach.

---

### Technische Daten

Methode: Silicomolybdat

Plattform: Pulverkissen