



**Be Right™**



## Messkolben, Klasse A, Glas, 50 mL

Artikel-Nr.: 1457441

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Auf Einlauf („To Contain“) kalibriert und gemäß den Anforderungen von ASTM E438, „Glass in Laboratory Apparatus“, hergestellt. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten – siehe Seite 375.

---

### Technische Daten

Einheiten:	1 each
Gehäusematerial:	Glas Klasse A
Kapazität:	50 mL
Zertifizierung:	Nein