



Be Right™



Messkolben, Klasse A, Glas, 100 mL

Artikel-Nr.: 1457442

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Auf Einlauf („To Contain“) kalibriert und gemäß den Anforderungen von ASTM E438, „Glass in Laboratory Apparatus“, hergestellt. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten – siehe Seite 375.

Technische Daten

| | |
|------------------|---------------|
| Einheiten: | 1 each |
| Gehäusematerial: | Glas Klasse A |
| Kapazität: | 100 mL |
| Zertifizierung: | Nein |