



Be Right™



Messkolben, Klasse A, Glas, 500 mL

Artikel-Nr.: 1457449

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Auf Einguss („To Contain“) kalibriert und gemäß den Anforderungen von ASTM E438, „Glass in Laboratory Apparatus“, hergestellt. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten – siehe Seite 375.

Technische Daten

Einheiten:	1 each
Gehäusematerial:	Class A Glass
Kapazität:	500 mL
Zertifizierung:	No