



Be Right™



## Laborflaschen, Polypropylen, autoklavierbar, Weithals, 250 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 1472456  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Flaschen aus Polyethylen, für das Sammeln von Proben ebenso geeignet wie für die Aufbewahrung von Chemikalien. Die passenden Kappen aus Polypropylen verfügen über ein Ventildichtungs-Design für einen perfekten, auslaufsicheren Sitz. Ein hervorstehender Ring unter der Kappe hält die Schrumpffolie sicher an Ort und Stelle. Autoklavierbar bei 121 °C (nicht mit aufgesetzter Kappe autoklavieren). In Enghals- oder Weithals-Ausführung erhältlich.

---

### Technische Daten

Body Material:	Plastic
Kapazität:	250 mL
Material:	Pulverkissen
Package size UOM:	12pk
Volumen / Packungsgröße:	12 St.