



Be Right™



Laborflaschen, Polypropylen, autoklavierbar, Weithals, 1 L, 6 Stück

Artikel-Nr.: 1472463

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Flaschen aus Polypropylen, für das Sammeln von Proben oder die Aufbewahrung von Chemikalien. Die passenden Kappen aus Polypropylen verfügen über ein Ventildichtungs-Design für einen perfekten, auslaufsicheren Sitz. Ein hervorstehender Ring unter der Kappe hält die Schrumpffolie sicher an Ort und Stelle. Autoklavierbar bei 121 °C (nicht mit aufgesetzter Kappe autoklavieren). In Enghals- oder Weithals-Ausführung erhältlich.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------|
| Body Material: | Plastic |
| Kapazität: | 1.000 mL |
| Material: | Pulverkissen |
| Package size UOM: | 6pk |
| Volumen / Packungsgröße: | 6 St. |