



Be Right™



Ballonflasche, mit Hahn, Fassungsvermögen 4 L

Artikel-Nr.: 1486817

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Polyethylen niedriger Dichte, mit auslaufsicherem Schraubverschluss aus Polypropylen. Eingeformter Hahn bietet Festigkeit und Auslaufsicherheit. Größen 10 L und 20 L mit breiten Griffen im Schulterbereich.

Technische Daten

Kapazität: 4 L

Volumen / Packungsgröße: 1 each