



Buret, automatic, class A, 5 mL

Artikel-Nr.: 2055037

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Calibrated to ASTM E694 standard. NIST traceable, Class A buret with 70 mL reservoir. 5.0 mL buret capacity with 0.1 mL subdivision (tolerance ± 0.01 mL). Reservoir stopper and #2 PTFE stopcocks included.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas Klasse A
Kapazität:	5 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Bürette, automatisch