



Be Right™



## Schlauch, Tygon, R-3605, 4,8 mm (Innendurchmesser)

Artikel-Nr.: 2074043

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Widerstandsfähig gegen Chemikalien, Formel R-3603 Tygon Schlauch mit höherer Biegefestigkeit als bei Gummischläuchen. Unempfindlich gegenüber Oxidationsmitteln und kompatibel mit fast allen Laborchemikalien. Er ist extrem biegsam für enge Kurvenradien und bietet einen anhaltend starken Halt auf Glas und Metall. Hochglanzpolierte Innenbeschichtung verhindert ein Aufstauen im Inneren und vereinfacht die Reinigung.

---

### Technische Daten

Durchmesser:	0,79 cm
Formula (Text):	R-3603
Gehäusematerial:	Tygon
Innendurchmesser:	3/16 in
Länge:	50 ft
Schlauchwandstärke:	1/16 in