



Be Right™



Flasche, Polyethylen, rund, braun, 1000 mL, 3 Stück

Artikel-Nr.: 2085863

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Flasche aus Polyethylen hoher Dichte, mit auslaufsicherem Verschluss aus Polypropylen. Ideal für die Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien, fest oder flüssig.

Technische Daten

Body Material:	Plastic
Kapazität:	1.000 mL
Material:	Braunes PE-HD
Package size UOM:	3pk
Volumen / Packungsgröße:	3 /Packung