



Be Right™



Flasche, mit Tropfer, 125 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 2086273
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Flasche aus Polyethylen geringer Dichte (PE-LD), mit Schraubkappe aus Polypropylen. Flasche problemlos einhändig handhabbar, gibt jeweils einen einzelnen Tropfen ab.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Body Material: | Low Density Plastic |
| Kapazität: | 125 mL |
| Material: | PE-LD |
| Package size UOM: | 12pk |
| Volumen / Packungsgröße: | 12 St. |