



Bürette, automatisch, selbsttätiger Nullabgleich, Büretten-Volumen 25 mL

Artikel-Nr.: 2087640

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Die robuste Bürette aus glasklarem Acryl ist entsprechend den Vorgaben in ASTM E287 kalibriert. Auslaufsicherer Absperrhahn mit selbstschmierendem Kücken aus PTFE TFE. Beständig gegenüber verdünnten Mineralsäuren und Basen (ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid). Geeignet für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert von 1 - 14. Es können Säuren mit bis zu 5 % Masseanteil oder bis zu 30%ige Laugen eingefüllt werden. Nicht für alkoholische oder organische Lösungsmittel geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind eine Quetschflasche aus Polyethylen niedriger Dichte und 36" Schlauch für einfachen Aufbau eines selbsttätigen Nullabgleichs in Titrations-Arbeitsstationen. Mit Staubschutzabdeckung.

Kalibriert

Einzeln kalibriert und erfüllt so die Vorgaben nach ASTM E287 an die Genauigkeit; für reproduzierbare, genaue Ergebnisse

Chemische Kompatibilität

Verwendbar für verdünnte Mineralsäuren und Basen, ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid

Großer pH-Bereich

Ein pH-Bereich von 1 - 14 ist ideal. Kompatibel mit Säuren mit bis zu 5 % Masseanteil und bis zu 30%igen Laugen. Geeignet für eine große Bandbreite an Titranten

Vollständiges Büretten-Kit

Im Lieferumfang ist alles Notwendige enthalten: Bürette aus Acryl, Spritzflascheneinheit aus PE-LD, PVC-Schlauch 91 cm und Bürettenabdeckung.

Einfach ablesbar

Transparent/mit Skala

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	25 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Bürette, automatisch, selbsttätiger Nullabgleich