



Zylinder, mit Skala, Mischen, Glas; 10 mL ± 0,1 mL, Teilung 0,2 mL; Glasstopfen Nr. 13

Artikel-Nr.: 2088638

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Dieser Glaszylinder mit Skala ist auf Einguss kalibriert („To Contain“); Fuß angegossen Jeweils ein Pennykopf-Stopfen aus Glas im Lieferumfang. Skalen in haltbarer, weißer Emaillelack-Brennung.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	10 mL
Messmethode:	Auf Einguss (To Contain)
Typ:	Single Metric, Mixing
Volumen / Packungsgröße:	1 each
Zertifizierung:	Klasse B