



Zylinder, mit Skala, Glas; 50 mL $\pm$ 0,4 mL, Teilung 1,0 mL, Glasstopfen Nr. 16

Artikel-Nr.: 2088641

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Dieser Glaszylinder mit Skala ist auf Einguss kalibriert („To Contain“); Fuß angegossen. Jeweils ein Pennykopf-Stopfen aus Glas im Lieferumfang. Skalen in haltbarer, weißer Emaillelack-Brennung.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	50 mL
Messmethode:	Auf Einguss (To Contain)
Typ:	Single Metric, Mixing
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse B