



Exsikkator, Vakuum

Artikel-Nr.: 2088800
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Die runde Abdeckung aus Polycarbonat und die Basis aus Polypropylen bilden eine implosionssichere Kammer bei vollem Vakuum. Die Kammer ist unempfindlich gegenüber alkalischen und sauren Bedingungen. Der eingelassene Rand verhindert, dass bei Abnahme Schmiermittel (nicht enthalten) mit der Oberfläche des Labortischs in Kontakt kommt, und macht eine separate Dichtung überflüssig. Dieses Modell mit Vakuum verfügt über einen auslaufsicheren Absperrhahn. Abmessungen (Höhe x Durchmesser): 245 mm x 330 mm. Fasst 454 g Trocknungsmittel. Die Exsikkatorplatte aus Keramik (separat erhältlich) ist inert, antiadhäsiv und korrosionsbeständig. In die Platte eingearbeitete Quadranten sorgen für einfache Nachvollziehbarkeit der Position von Material. Plattendurchmesser: 230 mm.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 each