



Be Right™



Erlenmeyerkolben, Glas, mit Schraubverschluss, 500 mL

Artikel-Nr.: 2089649

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2089679

Glaskolben mit Skala und Kunststoff-Schraubverschluss. Ausgezeichnete Wahl für die Vorbereitung von Medien, das Mischen von Lösungen und die Kultivierung. Inerte, in den Verschluss eingearbeitete Gummidichtung; vollständig autoklavierbar. Eine beständige Skala zeigt das ungefähre Volumen an.

Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Kapazität:	500 mL
Material:	Glas mit Schraubverschluss