



Be Right™



Erlenmeyerkolben, Polymethylpenten, 250 mL Fassungsvermögen

Artikel-Nr.:	2089846
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Kolben aus Polymethylpenten mit Schraubverschluss aus Polypropylen bietet Klarheit, Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien, Festigkeit und Autoklavierbarkeit (Schraubgewinde beim Autoklavieren nicht verschließen). Nützlich für Titrationsen sowie die Vorbereitung und Aufbewahrung von Medien.

Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Kapazität:	250 mL
Material:	Polymethylpenten
Typ:	Erlenmeyer