



**Be Right™**



## **Erlenmeyerkolben, Polymethylpenten, 250 mL Fassungsvermögen, 4 Stück**

**Artikel-Nr.:** 2089876

**CHF Preis:** Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Kolben aus Polymethylpenten mit Schraubverschluss aus Polypropylen bietet Klarheit, Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien, Festigkeit und Autoklavierbarkeit (Schraubgewinde beim Autoklavieren nicht verschließen). Nützlich für Titrationsen sowie die Vorbereitung und Aufbewahrung von Medien.

---

### **Technische Daten**

Einheiten:	4 Stück
Kapazität:	250 mL
Material:	Polymethylpenten
Typ:	Erlenmeyer