



Be Right™



Laborschreibstift, Nalgene

Artikel-Nr.: 2092000

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Mit diesem Filzstift mit schwarzer Farbe können Sie Gegenstände aus Glas oder Kunststoff dauerhaft beschriften. Die Tinte trocknet schnell. Beschriftungen auf Glas oder Kunststoff überstehen auch wiederholtes Autoklavieren.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 each