



Pipette, serologisch, steril, Polystyrol, 5 mL, blau, 200 Stück

Artikel-Nr.: 2092667

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Sterile Einwegpipette aus Kunststoff. Einzeln verpackt. Farbcodiert. Auf Auslauf („To Deliver“) kalibriert. Entspricht ASTM E934.

Graduations are calibrated for accurate dispensing to within $\pm 2\%$

Pipets meet BST/TSE requirements; latex-free

DNase/RNase-free, non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-haemolytic

Technische Daten

Graduations:	0.10 mL
Kapazität:	5 mL
Negative Graduations:	2.0 mL
Volumen / Packungsgröße:	200 /Packung