



Be Right™



Flaschenträger, linear

Artikel-Nr.: 2094300
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Linear, Polyethylen niedriger Dichte. Sicherer Halt für bis zu sechs 0,5 L Standard-Glasflaschen, 473 mL Reagenzflaschen und die meisten anderen 500 mL Glas- oder Kunststoffflaschen – ein Zerbrechen ist nahezu ausgeschlossen. Leichtgewichtig, chemikalienbeständig und einfach zu reinigen. Abmessungen: 34,9 x 24,8 x 27,6 cm. Fasst folgende maximale Flaschengröße: 73 mm Durchmesser, 178 mm Höhe.

Technische Daten

Breite:	10 Inches
Länge:	349 mm
Tiefe:	27.6 cm
Volumen / Packungsgröße:	1 each