



Be Right™



Tiegel, Gooch, Fassungsvermögen 40 mL

Artikel-Nr.: 2098641

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Perforierter Boden, innen und außen glasiert, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche. (Die Perforationen haben einen Durchmesser von 1 mm). Filter für Gooch-Tiegel bitte separat bestellen.

Für die Standard-Verfahren 2540 C und 2540 D zur Bestimmung der Trockensubstanz wird der 25 mL Gooch-Tiegel (# 2098640) empfohlen.

Technische Daten

Kapazität: 40 mL

Volumen / Packungsgröße: 1 /pk