



Be Right™



Reagenz-Pulverkissen, CuVer 1, Kupfer, 10 mL, 1.000 Stück

Artikel-Nr.:

2105828

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Zur Kupfer-Bestimmung mittels Bicinchoninat-Verfahren. Messbereich: bis zu 5,00 mg/L Cu. EPA-konform für Abwasseranalysen - Hach Verfahren 8506. Probengröße: 10 mL. Packung mit 1.000 Pulverkissen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Methode:	Bicinchoninat
Methode (Nummer):	8506
Parameter:	Kupfer
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	1000 Stück