



Be Right™



## Standardlösung, Mangan, 25 mg/L Mn (NIST), 20 Stück - 2 mL PourRite-Ampullen

Artikel-Nr.: 2112820  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Zur Überprüfung der Genauigkeit von Mangan-Bestimmungen

### Einfache Genauigkeitsprüfungen

Voluette- und PourRite-Ampullen-Standards sind zur direkten Verwendung bei Genauigkeitsprüfungen mit Standard-Additionen für Hach Verfahren und Photometer-Software vorgesehen. Verwenden Sie die Tensette-Pipette zum Spiking von Standards und zur Prüfung der prozentualen Wiederfindung, um die Leistung des Analysesystems zu bestätigen.

### Abfallminimierung

Für jede Genauigkeitsprüfung muss eine neue Standard-Ampulle geöffnet werden. Jede Ampulle enthält genug Standard für ein Standard-Additions-Set.

### Zuverlässige Ergebnisse

Die versiegelten Ampullen verhindern versehentliche Kontaminationen oder das Verdunsten von Standardlösungen.

---

## Technische Daten

Konzentration:	25 mg/L
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	mL/20