



Be Right™



Filtertrichtereinheit

Artikel-Nr.: 2164100

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Dreiteiliges Reservoir, Unterteil und Stiel aus Borosilikatglas. Bodenkontaktflansche mit Klemmen für auslaufsichere Abdichtung. Lieferung mit Acrylfilterträgerplatte. Zusätzliche PTFE-Trägerplatte (2164200) für Prüfungen auf Fasern in sauren und neutralen Reinigungsmitteln erforderlich.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils