



Be Right™



Zellkulturschale, Petri, 15 x 100 mm

Artikel-Nr.: 2178900

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Diese in der Mikrobiologie vielfach verwendeten, für den Einmalgebrauch vorgesehenen Polystyrol-Petrischalen in Standardgröße sind vorsterilisiert und stapelbar. Die Schalen sind in Einheiten zu 24 Stück pro Schlauchbeutel verpackt, und ein Behälter enthält 25 Schlauchbeutel (600 Schalen insgesamt).

Polystyrol-Petrischalen in Standardgröße

Vorsterilisiert, stapelbar, zum Einmalgebrauch

Insgesamt 600 Schalen

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 600