



**Be Right™**



## **Pipettenspitzen, Tensette Pipette 1970010, 1,0 - 10,0 mL, nicht steril, 250 Stück**

**Artikel-Nr.:** 2199725

**CHF Preis:** Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Genaueres, wirtschaftliches Pipettieren mit den Hach Tensette Pipetten. Einkanalpipetten mit Luftverdrängung werden in zwei Modellen geliefert: Volumina von 0,1 bis 1,0 mL (0,1 mL Schritte) oder 1,0 bis 10,0 mL (1,0 mL Schritte). Auswahl des Volumens mit einer einfachen Drehung des Pipettenkopfs.

---

### **Technische Daten**

Volumen / Packungsgröße: 250 /Packung