



**Be Right™**



## **Filter, Glasfaser, Porengröße 1,0 µm, Durchmesser 24 mm, 100 Stück**

**Artikel-Nr.:** 2215500

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Filtration von Feststoffen in Wasser, Abwasser und als Vorfilter für Membranfiltration.

---

### **Technische Daten**

Durchmesser:	24 mm
Material:	Glas-Mikrofaser
Porengröße:	1,0 µm
Volumen / Packungsgröße:	100 /Packung