



Be Right™



Dispenser, Glas, kippbar

Artikel-Nr.: 2220038
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Im Erlenmeyerkolben angebrachter Kopf mit Feder. Durch Umdrehen der Einheit wird das Messröhrchen zur leichteren Dosierung mit 10 mL Flüssigkeit befüllt.

Technische Daten

Inhalt: Dispenser, Kolben und Feder.
Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils

Inhalt

Dispenser, Kolben und Feder.