



Be Right™



Dispenser, einstellbares Volumen, 500 mL

Artikel-Nr.: 2244949

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Dispenser mit einstellbarem Volumen (5 - 50 mL) und Becher aus PMP mit Skala. Den Becher auf das gewünschte Volumen schieben und die Polyethylen-Vorratsflasche schnell drücken und wieder loslassen, um das gewünschte Volumen abzugeben.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils