



**Be Right™**



## **Syringe, Luer-Lock Tip, 60 cc**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2258700</b>
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Die 60 cm<sup>3</sup> Luer-Lock-Spritze verfügt über einen transparenten Zylinder mit gut erkennbarer Skaleneinteilung und einen angeschrägten Kolben für einfaches Ansaugen.

---

### **Technische Daten**

Durchmesser:	25 mm
Einheiten:	1 each