



**Be Right™**



## **Bürette, automatisch, Glas, 25 mL**

**Artikel-Nr.:** 2261440

**CHF Preis:** Kontakt

**Lieferung innerhalb von 2 Wochen**

Glasbehälter und Bürette mit Absperrhahn aus PTFE bilden eine benutzerfreundliche Arbeitsstation für Standardlösungen. Unterteilungen von 1,0 mL und 0,1 mL.

---

### **Technische Daten**

Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	25 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Bürette, automatisch