



Be Right™



SA Kegelfilter, Durchmesser 110 mm, Bodenanalysequalität, 500 Stück

Artikel-Nr.: 2263356

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Die SA Filter wurden für sandige Böden entwickelt. Sie sind gefaltet und für den Einsatz mit den gängigen Extraktionslösungen optimiert, die bei der Nährstoffanalyse von Böden verwendet werden (Mehlich 1, Mehlich 3, Morgan, Modified Morgan, Bray und Olsen). SA Filter bieten die beste Kombination aus Rückhalteraten, Filtrationsgeschwindigkeit und Reinheitsanforderungen für Bodenuntersuchungen auf Nährstoffe (P, K, Ca, Mg). Mittleres Filtrerrückhaltevermögen.

Technische Daten

Durchmesser:	110 mm
Material:	Cellulose
Volumen / Packungsgröße:	50 /Packung