



Blasenzähler, MDM Diffusionsröhrchen

Artikel-Nr.: 2265600

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Vorgesehen für die Verwendung mit dem Destillationsapparatur-Set für die allgemeine Anwendung. Runder Boden, Fassungsvermögen 500 mL. Langer Hals mit Anschraubstutzen und Thermometer-Anschluss. Der Hals reicht 90 mm über den Körper des Kolbens hinaus, und der Anschraubstutzen reicht 150 mm über den Körper des Kolbens hinaus. Sowohl der Hals als auch der Anschraubstutzen schließen mit einem 20-400 Schraubgewinde ab. Der Thermometer-Anschluss hat ein 13-425 Schraubgewinde.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils